


# ～チビオンタッチを正しくお使いいただくために～

## ポイント 1

チビオンタッチモードに切り替えて使用します。

- 初めてお使いいただくときは、モード切替が必要です。



## ポイント 2

おでこの真ん中で検温します。


- おでこの真ん中以外で検温した場合、誤差が大きくなる場合があります。



## ポイント 3

健康なときも、毎日検温してみましょう。

- こまめに検温し、おでこの平熱を知りましょう。



※安静時に、できるだけ同じ時刻に検温しましょう



- チビオンタッチは、わきの下の温度を推測して表示します。




- チビオンタッチは、10才未満のお子さまにもっとも合うように作られています。

## ご注意

続けて測ると、おでこが冷えてしまうことがあります。

※寒いところでご使用の場合は、特にご注意ください。

▲短い間隔でくり返し連続して検温した場合、おでこの温度が低くなっていく場合がありますが、異常ではありません。おでこの温度が戻るまで、少し時間をあけてご使用ください。



チビオンタッチはおでこより冷たいので、くり返しあてたり、長く押しあてたりするとおでこが冷えてしまうことがあります。

pigeon

皮膚体温計 H20

チビオン  
タッチ  
Touch

～チビオンタッチを  
正しくお使いいただくために～

初めてご使用いただく前に  
必ずお読みください